

axides® – FD free Wipes

Flowpack mit 80 Tüchern



Art.-Nr. / Verpackung / VE

1170403 Flowpack mit 80 Tüchern (VE: 12 x 80 Tücher)

Biozidregistriernummer

BAuA-Nr.: N-112812

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:

0,1 g 2-Phenoxyethanol

0,35 g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid

0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

Produktinformation

axides® FD free Wipes sind gebrauchsfertige, alkohol- und aldehydfreie Desinfektionstücher zur Flächendesinfektion.

Anwendungen und Hinweise

Anwendungsgebiet

axides® FD free Wipes sind zur Schnelldesinfektion von Oberflächen und Gegenständen geeignet.

Anwendungshinweis

axides® FD free Wipes werden im Wischverfahren verwendet.

Die zu desinfizierende Fläche ist über die gesamte Einwirkzeit feuchtzuhalten. Haltbarkeit nach Anbruch 28 Tage. Gebinde nach jeder Entnahme sorgfältig wiederverschließen.

Nur feuchte Tücher verwenden.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie dieses gegen unbefugten Zugriff.

Wirkspektrum / Einwirkzeit

bakterizid (inkl. MRSA)	1 Min.
levurozid	1 Min.
tuberkulozid	60 Min.**
begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona- Viren)	1 Min.
begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota- und Adeno-Viren)	60 Min.**

** nicht für patientennahe Oberflächen

Gebinde

Artikel-Nr.	Gebinde	VE	EAN Stück	EAN Verpackung
1170403	Flowpack mit 80 Tüchern	12 x 80 Tücher	4260477522856	4260477522863



Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

Stand: 02.04.2024